

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: Cáp nối dùng cho bộ đo huyết áp xâm lấn

Mô tả sản phẩm

Cáp điện tái sử dụng phù hợp để kết bộ đo huyết động xâm lấn (combitrans) với monitor theo dõi bệnh nhân thông qua các phích cắm/ ổ cắm phù hợp. Mỗi cáp nối phù hợp với một loại monitor theo dõi cụ thể.

Chỉ định

Cáp nối với kết nối chân đặc biệt được dùng để truyền tín hiệu của Bộ chuyển đổi đo huyết động xâm lấn Combitrans đến màn hình thích hợp. Mỗi đầu của cáp nối phải được nối với các thiết bị có chức năng tương ứng.

Chống chỉ định

Chưa biết

Cảnh báo

Khi kết nối cáp với các thiết bị có chức năng không phù hợp có thể làm cho thiết bị không chạy hoặc bị hỏng.

Thận trọng

Đảm bảo việc kết nối ở cả hai đầu của cáp nối với các thiết bị được kết nối khác phải có cùng chức năng phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng

Lắp lần lượt đầu nối của dây cáp với đầu nối tương ứng của Bộ chuyển đổi và màn hình theo dõi, có thể dễ dàng lắp ráp an toàn.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.