

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ phận kết nối

Chủng loại: Angiodyn manifold

Mô tả sản phẩm

Bộ phận kết nối cho phép kiểm soát lưu lượng dịch (khi tiêm, tiêm truyền, truyền dịch, lọc máu trong các hệ thống truyền dịch nhiều kênh) bằng cách mở và đóng các đường truyền dịch kết nối sẵn gắn với thiết bị manifold. Thiết bị gồm 3 cổng xoay với đầu đực, đầu cái tận là đầu cái tương ứng với thiết bị có khe cắm 6% (Luer) như ngõ ra. Thiết bị trong suốt và chịu được áp lực 35 bar.

Chỉ định

Bộ phận kết nối được dùng như một thiết bị không hoạt động trong quá trình can thiệp để kiểm soát hướng đi của dịch và kết nối các thiết bị. Thiết bị được dùng để kiểm soát hướng đi của dịch và theo dõi áp suất sinh lý.

Chống chỉ định

Chưa có thông tin

Nguy cơ

Chưa có thông tin

Thận trọng

Cần giữ thiết bị sạch sẽ. Đảm bảo rằng các kết nối phù hợp với hướng dẫn sử dụng của bộ theo dõi hay thiết bị phù hợp. Cần kiểm soát và theo dõi cẩn thận.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.